

# 分光仪调整及其应用实验(1071) 预习报告

## 一 实验重点


- 1 了解分光仪的构造及其主要部件作用
- 2 学习并掌握分光仪的调节原理与调节方法
- 3 掌握自准直法和逐次逼近调节法，巩固消视差调节技术
- 4 学会用反射法测量三棱镜顶角

## 二 实验原理

### (一) 实验 1 分光仪的调整

#### (1) 分光仪结构

一般由底座、刻度读数盘、自准直望远镜、平行光管，载物平台  
其中自准直望远镜



1. 前后移动 a 看清 (小十字) 叉丝
2. 前后移动 b 使得绿十字与叉丝无视差

#### (2) 分光仪的调节原理及方法

为准确测得入射光与反射光之间的角度，要求：

- ① 入射光与反射光均为平行光
- ② 入射光与出射光均与刻度盘平面平行

#### 步骤

1. 粗调：望远镜居支架中央，目测使望远镜光轴与主轴垂直，使平台大致与主轴垂直。

#### 2. 调整望远镜

##### (1) 调焦于无穷远

##### (2) 调整望远镜光轴与主轴垂直

半调望远镜俯仰和平台螺钉，观察平面镜翻转两面的绿十字位置，直到绿十字与叉丝重合

##### (3) 纵叉丝平行主轴

转动望远镜套筒，观察反射十字像的移动轨迹，直到绿十字上叉丝移动

#### 3. 调整平行光管

##### (1) 平行光管出射平行光


移动狭缝套筒观察狭缝像，看到狭缝与叉丝无视差清晰成像

##### (2) 平行光管光轴垂直主轴

调平行光管俯仰观察狭缝像位置，看到狭缝像终点与中心叉丝重合

### (二) 实验二 三棱镜顶角测量


1. 三棱镜的调整：使望远镜分别对准 AB、AC 面时均有绿十字与叉丝重合放置方法如图




注：三棱镜放置与调节过程中，要遵循调节第二面方位时不要改变第一片面的原则，把握调节过程中水平面方位不变的规律

## 2. 三棱镜顶角测量原理

(1) 反射法：旋转载物台使顶角 A 对准平行光管，使部分平行光从 AB 面反射，部分平行光从 AC 面反射，当望远镜在 I、II 位置到 AB AC 面的反射狭缝像。望远镜转过了角度  $\theta$ ，则几何关系如下：




(2) 自准直法：在前面调三棱镜的 AB AC 面与望远镜光轴垂直时，分别看到绿十字和上叉丝重合时，望远镜转过角度为  $\theta$ ， $A = 180^\circ - \theta$



## (三) 实验三 棱镜折射率的测量

1. 偏向角：单色平行光束入射到三棱镜 AB 面，折射后光线从 AC 面射出，出、入射光之间夹角为偏向角
2. 寻找偏向角最小值：令光线从 AB 面射出，用望远镜在 A 面观察狭缝像，缓慢改变入射角（转载物台）可看到像沿某方向移动，然后突然折回，此角为最小偏向角  $\theta_{\min}$
3. 掠入射角：单色扩展光源照射 ab 面，从 AC 面出射的光线有明确范围界限对应 SP 入射此线为 AC 面法线夹角，即掠入射角
4. 偏向角与掠入射角：二者表征了棱镜对光路改变两种极限情况
5. 扩展光源：移开平行光管 AB 近似平行于光源，B 处放一毛玻璃。



### 三 数据分析及处理

#### 实验一：反射法测三棱镜内角

原始数据记录：

	AB 面		AC 面	
序号	$\alpha_1$	$\beta_1$	$\alpha_2$	$\beta_2$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

数据处理：

由  $A = \frac{1}{4}(\alpha_2 + \beta_2 - \beta_1 - \alpha_1)$  计算 A, 若  $A < 0$ , 则  $A = A + 90^\circ$ 。然后转换成以度( $^\circ$ )

为单位

序号	1	2	3	4	5
A ( $^\circ$ )					
序号	6	7	8	9	10
A ( $^\circ$ )					

顶角的计算：

$$A = \frac{\sum_{i=1}^n (A)_i}{n} \text{ }^\circ$$

不确定度计算：

$$u_a(A) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (A_i - \bar{A})^2}{n \times (n-1)}} = \text{ }^\circ$$

$$u_b(A) = \frac{\Delta \text{仪}}{2\sqrt{3}} = \frac{(\frac{1}{60})^\circ}{2\sqrt{3}} = \text{ }^\circ$$

$$u(A) = \sqrt{u_a^2(A) + u_b^2(A)} = \text{ }^\circ$$

最终结果：

$$A \pm u(A) = \text{ }^\circ$$

## 实验二：最小偏向角测棱镜折射率

原始数据记录：

	AB 面		AC 面	
序号	$\alpha$	$\beta$	$\alpha'$	$\beta'$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

数据处理：

由  $\delta_m = \frac{1}{2}(\alpha' + \beta' - \alpha - \beta)$  计算  $\delta_m$ ，若  $\delta_m < 0$ ，则  $\delta_m = \delta_m + 180^\circ$

序号	1	2	3	4	5
$\delta_m (^\circ)$					
序号	6	7	8	9	10
$\delta_m (^\circ)$					

顶角的计算：

$$\delta_m = \frac{\sum_{i=1}^n (\delta_m)_i}{n} = \text{ }^\circ$$

取  $A = \text{ }^\circ$

$$n = \frac{\sin\left(\frac{\delta_m + A}{2}\right)}{\sin\left(\frac{A}{2}\right)} = \text{ }$$

不确定度计算：

$$u_a(\delta_m) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta_{m_i} - \bar{\delta}_m)^2}{n \times (n-1)}} = \text{ }^\circ$$

$$u_b(\delta_m) = \frac{\Delta \text{仪}}{\sqrt{3}} = \frac{\left(\frac{1}{60}\right)^\circ}{\sqrt{3}} = \text{ }^\circ$$

$$u(\delta_m) = \sqrt{u_a^2(\delta_m) + u_b^2(\delta_m)} = \text{ }^\circ$$

$$u(n) = \sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial \delta_m} u(\delta_m)\right)^2 + \left(\frac{\partial n}{\partial A} u(A)\right)^2} = \underline{\hspace{2cm}}$$

最终结果:

$$n \pm u(n) = \underline{\hspace{2cm}}$$

实验三：掠入射法测折射率

原始数据记录:

序号	分界线		法线	
	$\alpha$	$\beta$	$\alpha'$	$\beta'$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

数据处理:

由  $\delta = \frac{1}{2}(\alpha + \beta - \alpha' - \beta')$  计算  $\delta$ , 若  $\delta < 0$ , 则  $\delta = \delta + 180^\circ$

序号	1	2	3	4	5
$\delta (^\circ)$					
序号					
$\delta (^\circ)$					

顶角的计算:

$$\bar{\delta} = \frac{\sum_{i=1}^n (\delta)_i}{n} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

取  $A = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$

$$n = \sqrt{\left(\frac{\cos A + \sin \bar{\delta}}{\sin A}\right)^2 + 1} = \underline{\hspace{2cm}}$$

不确定度计算:

$$u_a(\delta) = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (\delta_i - \bar{\delta})^2}{n \times (n-1)}} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

$$u_b(\delta) = \frac{\Delta A}{\sqrt{3}} = \frac{\left(\frac{1}{60}\right)^\circ}{\sqrt{3}} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

$$u(\delta) = \sqrt{u_a^2(\delta) + u_b^2(\delta)} = \underline{\hspace{2cm}}^\circ$$

$$u(n)=\sqrt{\left(\frac{\partial n}{\partial \delta}u(\delta)\right)^2+\left(\frac{\partial n}{\partial A}u(A)\right)^2}=\_\_\_\_\_\_$$

最终结果：

$$n\pm u(n)=\_\_\_\_\_\_$$