热学系列实验(1021) 预习报告

日期 :	
评分:	

一 实验目的

- (1) 熟悉热学实验中的基本问题——量热和计温
- (2) 研究电热法中做功与传热的关系
- (3) 学习两种进行散热修正的方法——牛顿冷却定律和一元线性回归。
- (4) 了解热学实验中合理安排实验和选择参量的重要性
- (5) 熟悉热学实验中基本仪器的使用

二 实验原理

实验一:测定冰的溶解热前后热平衡方程:


$$C_1M(T_0 - T_1) + ML + C_0M(T_3 - T_0) = (C_0m + C_1m_1 + C_2m_2 + \xi m) \bullet (T_2 - T_3)$$

冰熔点为 0° 、即 $T_0 = 0^{\circ}$ 、则有冰的溶解热:

$$L = \frac{1}{M} (C_0 m + C_1 m_1 + C_2 m_2 + \xi m)(T_2 - T_3) - C_0 T_3 + C_1 T_1$$

牛顿冷却定律:
$$\frac{\partial q}{\partial t} = K(T-\theta)dt = K \int_{t_2}^{t_0} (T-\theta)dt$$

系统散热修正的两种方式:



由于左图所示方法要求水的初温比环境温度高,末温比环境温度低,且要求差幅严格,故多 采用右图方式。把对热量的修正转化为对初末温度的修正。

实验二: 电热法测量焦耳热功当量实验

热功当量
$$J = \frac{W}{Q}$$

系统吸收热量为
$$Q = (C_0M_0 + C_1M_1 + C_2M_2)(\theta - \theta_0) = C_M(\theta - \theta_0)$$

其中 C_0, C_1, C_2 是水、量热装置和加热器的比热容, M_0, M_1, M_2 分别是其相应是其相应的

质量, C_M 是系统总热量, θ_0 为系统初温。

$$J = \frac{VIt}{C_M(\theta - \theta_0)}$$

综合①②,有
$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{VI}{JC_M} - K(\theta - \theta_{\text{环}})$$

$$\Leftrightarrow y = \frac{d\theta}{dt} \quad x = \theta - \theta_{_{\rm FF}} \quad \text{fi} \quad y = a + bx \; , \quad a = \frac{VI}{JC_{_M}} \; , b = -k$$

用差分代替微分计算
$$t = \frac{t_i + t_{i+1}}{2}$$
 $\theta = \frac{\theta_i + \theta_{i+1}}{2}$ $\frac{d\theta}{dt} = \frac{\theta_i + \theta_{i+1}}{t_i + t_{i+1}}$

代入回归系数计算求得
$$a = \frac{v^2}{RJC_M}$$

所以
$$J = \frac{V^2}{aRC_M}$$

三 实验仪器

量热电子天平、温度计、数字三用表、加温器皿、冰、水桶、停表、干拭布等。

四 实验步骤

实验一: 测定水的溶解热

1. 合理选择实验参量

冰块大小基本固定,一般选择T,高于环境温度 θ_0 ,10-15 $^{\circ}$ 0,取水质量在量热器内筒的

- $\frac{1}{2} \sim \frac{2}{3}$ 进行试探实验,确定水质量。
 - 2. 记录有关常数

$$C_1 = C_2 = 0.389 \times 10^3 J/(kg \bullet K)$$
 $C_1 = 1.80 \times 10^3 J/(kg \bullet K)$

$$C_0 = 4.18 \times 10^3 J / (kg \bullet K)$$

- 3. 测定实验过程中系统温度随时间的变化
- (1)每隔一段时间测定系统温度,作 T-t 图。
- (2) 实测系统的散热常数 K。
- 4. 数据处理

实验二: 电热法测量焦耳热功当量

- 1. 称量各种质量:水的质量在200-240g为好。
- 2. 测量时间—温度关系

在连续升温的 30min 内,应等间隔地读取 31 个温度值(每分钟 1次)

- ①不断搅拌,同时监视电源电压,防搅拌动作过大引起接触不良。
- ②在三用表工作接近 15min 时,进行一次关机。
- ③用铂电阻温度计记录温度。
- 3. 测量加热器电功率

分别在读数始末,用数字三用表测出加热器两端的电压

4. 数据处理